



Parce que tout paraît
plus beau en **couleur**



Optiglaze®
Color
de GC

Vernis de caractérisation
photopolymérisables
pour restaurations
composite et acrylique

GC

Vous recherchez une solution simple pour caractériser vos créations esthétiques quotidiennes ?
La polyvalence de l'Optiglaze Color va vous impressionner :
il ajoute la couleur, la brillance de surface et la résistance à l'usure à tous vos :

- Couronnes & bridges composite
- Couronnes & bridges temporaires en résine
- Couronnes en céramique hybrides
- Prothèses sur implant
- Acryliques sur bridge implantaire
- Dents artificielles
- Prothèses acryliques



Parce que tout paraît
plus beau en couleur



Travaux de Christian Rothe, Allemagne



Travaux de Simone Maffei, Italie




Travaux de Nikos Bellas, Grèce

Optiglaze Color va vous impressionner


- Prêts à l'emploi, faciles à manipuler et sans étape de polissage, ils vous permettent d'économiser un temps précieux
- Vous pouvez choisir parmi une grande variété de couleurs, à la fois pour la caractérisation interne et externe, conduisant à une parfaite esthétique
- La technologie réputée des nano-charges donne à votre restauration une résistance élevée à l'usure et à l'abrasion, pour une brillance longue durée avec une haute résistance à la décoloration

Optiglaze Color bénéficie de la technologie renommée des nano charges qui apporte une résistance élevée pour une brillance longue durée.

La technologie classique




Sans particule chargée, le matériau s'use facilement.



Avec la technologie classique, le regroupement des particules rend le matériau plus sensible à l'usure.

La technologie nano-charge



Grâce à la technologie des nano charges, les particules sont réparties uniformément ce qui offre une résistance plus élevée à la décoloration et une brillance de plus longue durée !

- Usure
- Nano-charge
- Matrice résineuse du vernis



Travaux de Philippe Llobell, France



Travaux de Roeland De Paepe, Belgique



Travaux de Jean François Deche, France

GC Optiglaze Color se distingue par ses caractéristiques et avantages suivants :

Gain de temps

- Prêt à l'emploi
- La photopolymérisation supprime l'étape de polissage
- Une manipulation et une application facile

Esthétique parfaite

- Une large variété de couleurs disponible
- Brillance à long terme
- Une fine couche de vernis (25-50 µm)

Résultats durables

- Résistance élevée à l'usure
- Une adhésion excellente et durable à de nombreux matériaux à base de polymères
- Une résistance élevée à la décoloration



Conditionnement

GC Optiglaze Color			
008408	OPTIGLAZE color, Coffret	008417	OPTIGLAZE color red brown, 2,6ml
008409	OPTIGLAZE color A plus, 2,6ml	008418	OPTIGLAZE color olive, 2,6ml
008410	OPTIGLAZE color B plus, 2,6ml	008419	OPTIGLAZE color grey, 2,6ml
008411	OPTIGLAZE color C plus, 2,6ml	008420	OPTIGLAZE color blue, 2,6ml
008412	OPTIGLAZE color white, 2,6ml	008421	OPTIGLAZE color lavender, 2,6ml
008413	OPTIGLAZE color ivory white, 2,6ml	008422	OPTIGLAZE color pink, 2,6ml
008414	OPTIGLAZE color yellow, 2,6ml	008423	OPTIGLAZE color red, 2,6ml
008415	OPTIGLAZE color orange, 2,6ml	008424	OPTIGLAZE color clear, 5ml
008416	OPTIGLAZE color pink orange, 2,6ml	008425	OPTIGLAZE color clear HV, 5ml

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Classe : IIa - Organisme certificateur : n°0086 - Distribués par GC France

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.

Edisonbaan 12
NL - 3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

9 bis, Avenue du Bouton d'Or
- BP 166
F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31
CH - 8890 Flums
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

